



Clinique dentaire  
Gervais & associés inc.

6900 boul. Cousineau, suite 101, St-Hubert, Qc J3Y 8Z4

Tél : 450-656-5016 Fax : 450-656-2173

[cliniquejeangervais@gmail.com](mailto:cliniquejeangervais@gmail.com)

---

## **Entretien du protecteur buccal**

- 1- Rincer l'appareil à l'eau froide ou avec du rince-bouche avant chaque utilisation;
- 2- Nettoyer votre appareil après chaque usage sous l'eau froide avec une brosse à dents, un peu de pâte-à-dents, puis bien rincer;
- 3- Laissez l'appareil sécher à l'air libre et rangez-le dans un contenant rigide (ouvert);
- 4- N'exposez pas le protecteur à de hautes températures, comme l'eau très chaude, des surfaces chaudes et le soleil afin d'éviter qu'il se déforme;
- 5- Vérifiez occasionnellement l'usure. Si le protecteur présente des perforations ou déchirures ou s'il devient lâche et ne tient plus bien en bouche, remplacez-le;
- 6- Apportez votre protecteur lors de vos visites à la clinique pour vérification;
- 7- La teinte de votre appareil peut varier ;